

KIT CABINET HOLTEX, COMPOSÉ DE: 1 DIVAN INOX, 1 TABOURET, ET 1 MARCHEPIED 2 MARCHES, NOIR

Réf. OCABREV2_N



KIT CABINET HOLTEX, COMPOSÉ DE: 1 DIVAN INOX, 1 TABOURET, ET 1 MARCHEPIED 2 MARCHES, NOIR



Réf. **OCABREV2_N**

Cabinet COMPLET NOIR - marchepied 2 marches

Ensemble de mobilier composé de :

* 1 divan INOX (OTA003_N)

- Avec système de démontage rapide et tête réglable avec crémaillère automatique haute résistance
- Tête et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m³), dont l'épaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifié lavable ignifugé (classement de résistance au feu : M1)
- Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable à la tête ou aux pieds
- charge maximum : 150 kg

* 1 tabouret (OTA007_N)

- Assise ø : 43cm, ép. : 6,5 cm, rembourrée en mousse très haute densité (30kg/m³) avec platine acier vissée.
- Piètement en plastique noir à 5 branches ø : 58 cm, très stable avec roulettes pivotante à clipser
- Hauteur ajustable par simple pression et par piston à gaz
- Variation de la hauteur de 53 à 70 cm
- Charge maximum : 150 kg

* 1 marchepied 2 marches (OS0050)

- Structure en tube d'acier inoxydable
- Marches recouvertes de matière plastique antidérapante
- Charge maximum : 150 kg

Inox ou Epoxy : quelle différence ?

Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040003986

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9402900000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 45,100

Poids conditionnement (kg) : 45,600

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OCABREV2_N

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT CABINET HOLTEX, COMPOSÉ DE: 1 DIVAN INOX, 1 TABOURET, ET 1 MARCHEPIED 2 MARCHES, NOIR



Réf. OCABREV2_N

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
OS0050	Marchepied INOX - 2 Marches- Holtex	1
OS007_N	Tabouret Réglable 5 Roulettes Pieds Nylon - NOIR (H assise 3.5 cm)	1
OSA003_N	Divan d'Examen Holtex, INOX - Système de montage rapide - NOIR	1