

## ETRIERS EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE ET DOUILLES COULISSANTES POUR DIVAN ÉLECTRIQUE VOG

Réf. OV0012



## ETRIERS EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE ET DOUILLES COULISSANTES POUR DIVAN ÉLECTRIQUE VOG

Réf. **OV0012**



Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	3661040094335	
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	94029000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:12 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. OV0012