


ETRIERS EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE POUR DIVAN ÉLECTRIQUE VOG

Réf. OV0014



ETRIERS EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE POUR DIVAN ÉLECTRIQUE VOG



Réf. OV0014

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040094359
Garantie (mois) :		Code douanier :	94029000
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue		Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OV0014

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.