

DOUILLES COULISSANTES POUR DIVAN ÉLECTRIQUE VOG

Réf. OV0015



DOUILLES COULISSANTES POUR DIVAN ÉLECTRIQUE VOG



Réf. **OV0015**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040094366

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 94029000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 1,350

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OV0015

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.