

LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 22 MM

Réf. IL11822



LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 22 MM



Réf. IL11822

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040020266

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,0

Largeur conditionnement (cm) : 6,0

Longueur unitaire (cm) : 29,5

Longueur conditionnement (cm) : 29,5

Hauteur unitaire (cm) : 0,3

Hauteur conditionnement (cm) : 0,3

Poids unitaire (kg) : 0,117

Poids conditionnement (kg) : 0,117

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IL11822

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.