

HOUSSE DE TRANSPORT POUR BRANCARD SBRAN08_O

Réf. SBRAN02H



HOUSSE DE TRANSPORT POUR BRANCARD SBRAN08_O

Réf. SBRAN02H

Housse de rechange

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040094564

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 94029000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 29,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 32,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 3,0

Poids unitaire (kg) : 0,477

Poids conditionnement (kg) : 0,477

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SBRAN02H

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.