

ADAPTATEUR SECTEUR EUROPE VERS UK

Réf. OTA0909



ADAPTATEUR SECTEUR EUROPE VERS UK

Réf. OTA0909

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040039893

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 94029000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 14,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 5,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,045

Poids conditionnement (kg) : 0,045

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OTA0909