

LAME 65 MM POUR PLÂTRE RÉSINE POUR SCIE AVEC VARIATEUR

Réf. ZSE405901



LAME 65 MM POUR PLÂTRE RÉSINE POUR SCIE AVEC VARIATEUR



Réf. **ZSE405901**

- Lame pour scie à plâtre électrique

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040104874
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189084
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	10,0	Largeur conditionnement (cm) :	10,0
Longueur unitaire (cm) :	17,0	Longueur conditionnement (cm) :	17,0
Hauteur unitaire (cm) :	0,1	Hauteur conditionnement (cm) :	0,1
Poids unitaire (kg) :	0,013	Poids conditionnement (kg) :	0,013
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	5	Température maxi :	40
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ZSE405901

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.