

MARCHEPIED ÉPOXY HOLTEX, 1 MARCHE



Réf. OS0051E



MARCHEPIED ÉPOXY HOLTEX, 1 MARCHE



Réf. **OS0051E**

- Structure en tube d'acier laqué époxy
- Marche recouverte de matière plastique antidérapante
- Charge maximum : 150 kg
- Dimensions: (L)40 x (l)24.5 x (H)22 cm

Inox ou Epoxy : quelle différence ?

Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040168098

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 9402900000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 24,5

Largeur conditionnement (cm) : 31,0

Longueur unitaire (cm) : 40,0

Longueur conditionnement (cm) : 42,0

Hauteur unitaire (cm) : 22,0

Hauteur conditionnement (cm) : 7,0

Poids unitaire (kg) : 3,400

Poids conditionnement (kg) : 4,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/05/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OS0051E

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.