

MARCHEPIED ÉPOXY HOLTEX, 2 MARCHES



Réf. OS0052E



MARCHEPIED ÉPOXY HOLTEX, 2 MARCHES



Réf. OS0052E

- Structure en tube d'acier laqué époxy
- Marches recouvertes de matière plastique antidérapante
- Charge maximum : 150 kg
- Dimensions: (L)40 x (l)24.5 x (H)34 cm
- Hauteur de la première marche : 16,5 cm

Inox ou Epoxy : quelle différence ?

Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040168104

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 94029000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 24,5

Largeur conditionnement (cm) : 35,5

Longueur unitaire (cm) : 40,0

Longueur conditionnement (cm) : 57,0

Hauteur unitaire (cm) : 34,0

Hauteur conditionnement (cm) : 12,0

Poids unitaire (kg) : 5,500

Poids conditionnement (kg) : 6,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/05/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OS0052E

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.