

SACOCHE URGENCE GRANDE CAPACITÉ EMERGENCY QUICKAID - ROUGE

 ELITE BAGS

Réf. MEQUIC01_R

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



SACOCHE URGENCE GRANDE CAPACITÉ EMERGENCY QUICKAID - ROUGE



Réf. MEQUIC01_R

Trousse d'accès rapide adaptable à la ceinture et à la jambe, avec une grande capacité, pour l'organisation du matériel de premiers soins nécessaire pour venir en aide à un groupe de 4-5 personnes. Son système de fixation double, réglable en hauteur, dispose de bandes élastiques.

- Panneau MOLLE à l'arrière qui permet de l'ancrer à d'autres poches, sacs et vestes
- Bande réfléchissante frontale, fermetures éclair réfléchissantes et poignée qui brillent dans l'obscurité
- Système d'ouverture rapide à double glissière
- Trou de vidange dans la base
- Velcro pour placer un identificateur
- Rabat central amovible qui divise l'intérieur en deux parties
- Des élastiques et poche à filet pour matériel de premiers soins
- Panneaux latéraux avec des poches élastiques de grande capacité
- Poche centrale de grande capacité réglable.
- Mesures : 20 x 21 x 10 cm / 4,2 L
- Poids : 1,35 kg

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	8436564541840
Garantie (mois) :		Code douanier :	4202.12.99.90
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	20,0	Largeur conditionnement (cm) :	22,0
Longueur unitaire (cm) :	21,0	Longueur conditionnement (cm) :	22,0
Hauteur unitaire (cm) :	10,0	Hauteur conditionnement (cm) :	11,0
Poids unitaire (kg) :	1,350	Poids conditionnement (kg) :	0,550
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEQUIC01_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.