

KIT DE DÉMARRAGE O2 B5 RDI SPENGLER



Réf. 890002



KIT DE DÉMARRAGE O2 B5 RDI SPENGLER



Réf. 890002

Sac à dos pour transporter une bouteille de 1000L et les accessoires nécessaire à la réanimation

Contient : 2 masques adulte moyenne concentration U/U avec tubulure, 3 masques adulte haute concentration U/U avec tubulure, 5 masques bouche à bouche U/U, 1 insufflateur manuel adulte U/U avec un masque adulte, 4 canules de Guedel U/U, 5 draps de survie, 1 tire-langue, 1 aspirateur de mucosité.
Dimensions : 71 x 32 x 21/25 cm.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446023416
Garantie (mois) :		Code douanier :	90189080
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	40,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	80,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	30,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	6,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



15/06/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 890002

KIT DE DÉMARRAGE O2 B5 RDI SPENGLER



Réf. 890002

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
580876	Masque à Oxygène moyenne concentration U/U adulte avec tubulure	2
580877	Masque à Oxygène haute concentration U/U adulte avec tubulure	3
580890	Masque bouche a bouche u/u avec porte clé Spengler	5
810102	Insufflateur U/U (masque adulte n°4, réservoir o2, tube 2m)	1
580840-	Lot de 4 canules de Guedel U /U stériles (n°1/2/3/4)	1
SCOUV03	Couverture de survie 220 x 140 cm (unité)	5
580864	Tire langue orange	1
580825	Sac à dos Oxygène vide	1