

## CHARIOT POUR BOUTEILLE GAZ 5L



Réf. 880030



CE

# CHARIOT POUR BOUTEILLE GAZ 5L



**Réf. 880030**

Chariot pour bouteilles de gaz médicaux.  
Ce chariot permet de transporter les bouteilles RDI en toute sérénité.  
Compatible bouteilles de 5L MEOPA et O2 RDI

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	3661040215914
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90189080
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	28,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	56,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	28,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,748
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/06/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 880030