

MANODÉTENDEUR À ÉTRIER 0-15L/MIN

Spengler

Réf. 840123











MANODÉTENDEUR À ÉTRIER 0-15L/MIN



Réf. 840123

Dispositifs de détente d'un gaz.

Les détendeurs médicaux réduisent la pression des gaz médicaux et permettent, quand ils sont munis d'un débitlitre de procéder au réglage du débit du gaz médical administré aux patients.

Ils sont raccordés sur des bouteilles de gaz médicaux à haute pression équipées de robinet.

Durée de vie technique des produits : 10 ans.

Révision complète obligatoire réalisée par un technicien agréé à 5 ans, voire 3 ans en cas d'usage intensif.

Contrôle régulier du produit recommandé tous les ans.

Dispositif médical :	Oui Classe IIb	
Marquage :	CE2460	Code barres : 8592346325241
Garantie (mois) :	12	Code douanier: 90192000
Stérile :	Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm):
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm):
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm):
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg): 0,680
CONDITIONS DE S	TOCKAGE SPÉCIFIQUES :	
Température mini :	(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi : (N/A)

15/06/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 840123

2/2