

INSUFFLATEUR U/U (MASQUE ENFANT N°3 AVEC VALVE, RÉSERVOIR O2, TUBE 2M



Réf. 810104



CE
0120

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II
MEDICAL DEVICE II

INSUFFLATEUR U/U (MASQUE ENFANT N°3 AVEC VALVE, RÉSERVOIR O2, TUBE 2M



Réf. **810104**

Urgences - réanimation - premiers secours.

Souples, légers et ergonomiques, ces insufflateurs permettent de maintenir une ventilation sûre et efficace, tant dans les situations nécessitant une réanimation que lorsque la respiration est insuffisante.

Ces systèmes peuvent être reliés à une alimentation en oxygène.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0120	Code barres :	5030267073245
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90192000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,550
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/06/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 810104

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.