

CANULE DE GUEDEL U/U STÉRILE ISO 8.0 (VERT / N°2)



Réf. 580853

CE
0120



CANULE DE GUEDEL U/U STÉRILE ISO 8.0 (VERT / N°2)



Réf. **580853**

Canule à usage unique en sachet stérile individuel.
La canule de Guedel est utilisée pour maintenir ouvertes les voies aériennes d'un patient inconscient.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non	Classe de précision de mesure :	Classe I
Marquage :	CE0120	Code barres :	503267050659
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90183900
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	8,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	16,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	4,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,100
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/06/2022 21:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 580853

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.