

## MASQUE VINYLE UU ADULTE JAUNE T3



Réf. 860132



CE  
0120



# MASQUE VINYLE UU ADULTE JAUNE T3



Réf. **860132**

Urgences - réanimation - premiers secours.  
 S'adaptent aux insufflateurs manuels.  
 Ces masques faciaux de réanimation permettent l'administration d'oxygène et de gaz anesthésiants délivrés par des appareils d'anesthésie.  
 Ils peuvent être utilisés chez des patients respirant spontanément ou pour assurer une ventilation contrôlée.  
 Leur forme particulièrement étudiée leur permet de s'adapter à toutes les morphologies.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0120	Code barres :	5030267079698
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90192000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,030
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/06/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 860132

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.