

TIRE LANGUE ORANGE

Réf. 580864



TIRE LANGUE ORANGE



Réf. **580864**

En matériau composite autoclavable à 134°C.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	3661040212739
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90200000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/06/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 580864