

MASQUE À OXYGÈNE HAUTE CONCENTRATION U/U PÉDIATRIQUE AVEC TUBULURE

Réf. 580873



CE
0120



MASQUE À OXYGÈNE HAUTE CONCENTRATION U/U PÉDIATRIQUE AVEC TUBULURE



Réf. 580873

Masque d'administration moyenne ou haute concentration à usage unique.
Haute concentration : le masque peut délivrer des concentrations en oxygène voisines de 100% pour des débits de 10-15 l/min.
Avec tubulure adulte ou enfant.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0120	Code barres :	5030267051779
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90192000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	15,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	15,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	6,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,068
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/06/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 580873