


## IMPRIMANTE POUR GARROT SERIE 800

Hpm™

Réf. GHP552885



## IMPRIMANTE POUR GARROT SERIE 800

Réf. **GHP552885**

Imprimante pour garrot 800 HPM  
 Impression thermique  
 Dimensions : 145 x 195 x 148 mm  
 Poids : 1,6 kg

**CARACTERISTIQUES**

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 8715946465784

Garantie (mois) : 0

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

**MESURES**

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 2,530

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :**

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

31/03/2022 02:05 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. GHP552885

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.