


ROULEAU DE PAPIER POUR IMPRIMANTE GARROT 800

Hpm™

Réf. GHP552886



ROULEAU DE PAPIER POUR IMPRIMANTE GARROT 800



Réf. **GHP552886**

Rouleau de papier pour imprimant de garrot 800 HPM

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446034276
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,344
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. GHP552886

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.