

CUISSARD GARROT SIMPLE POCHE SILICON AUTOCLAV CONIQUE ADULTE 78X12CM

Réf. GHP552805

Hpm™



CUISSARD GARROT SIMPLE POCHE SILICON AUTOCLAV CONIQUE ADULTE 78X12CM



Réf. **GHP552805**

Matériel de bloc opératoire : brassard autoclavable double poche pour garrot pneumatique électronique deux voies. Vendu à l'unité.

Brassards nylon avec poche simple en silicone autoclavable.
Avec embout Luer Lock mâle et bouchon pour le nettoyage et la stérilisation.
Pour la chirurgie orthopédique et traumatologie.
Pas de risque d'allergie au latex.
Velcro et sangle de serrage en nylon afin d'augmenter la sécurité.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	3700446033699
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,440
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. GHP552805

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.