

CUISSARD GARROT SIMPL POCHE SILICON AUTOCLAV CONIQUE ADULTE L 93X13CM

Réf. GHP552807

HpmTM



CUISSARD GARROT SIMPL POCHE SILICON AUTOCLAV CONIQUE ADULTE L 93X13CM



Réf. **GHP552807**

Matériel de bloc opératoire : brassard autoclavable double poche pour garrot pneumatique électronique deux voies. Vendu à l'unité.

Brassards nylon avec poche simple en silicone autoclavable.
Avec embout Luer Lock mâle et bouchon pour le nettoyage et la stérilisation.
Pour la chirurgie orthopédique et traumatologie.
Pas de risque d'allergie au latex.
Velcro et sangle de serrage en nylon afin d'augmenter la sécurité.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	3700446033712
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,500
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. GHP552807