

## CUISSARD GARROT DOUBL POCHE SILICON AUTOCLAV CONIQUE ADULTE L 82X17CM

Réf. GHP552813

Hpm™



# CUISSARD GARROT DOUBL POCHE SILICON AUTOCLAV CONIQUE ADULTE L 82X17CM

Réf. **GHP552813**

**Matériel de bloc opératoire : brassard autoclavable double poche pour garrot pneumatique électronique deux voies. Vendu à l'unité.**

Brassards nylon avec double poche en silicone autoclavable.  
Avec embout Luer Lock mâle et bouchon pour le nettoyage et la stérilisation.  
Pour la chirurgie orthopédique et traumatologie.  
Pas de risque d'allergie au latex.  
Velcro et sangle de serrage en nylon afin d'augmenter la sécurité.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	3700446033774
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,615
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:05 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. GHP552813

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.