

BRASSARD DE GARROT SIMPLE U/U 46X10CM ROUGE CARTON DE 10 PCS

Réf. GHP552893

Hpm™



CE
0123



Disposable Tourniquet Cuff
PIN 15-130 Size 45x10cm, 15"
CLASSIFIED BY:
Schneider Medical Systems AB
Viktorija Åke 300
SE-126 30 Hälgersås
Sweden
STERILE (EO) LOT
2013-04-10 1104001
Wellsang Ltd Via Wellang Tech Consulting
Suite B, 28 Harley Street London W1G 9QR
England, United Kingdom
Tel: +44(20) 681683 12, Fax: +44(20) 76811843
CE 0123 Rev: 001010-12-10

BRASSARD DE GARROT SIMPLE U/U 46X10CM ROUGE CARTON DE 10 PCS



Réf. **GHP552893**

Les brassards/cuissards HPM vous donnent un meilleur accès à la zone d'opération grâce à un tuyau de 2 m de long en TPU. Les brassards sont faits d'un matériau de haute qualité, ce qui les rend doux et faciles à appliquer, sans risque d'allergie au latex. Large gamme de tailles avec code couleur pour une identification facile.

Procédé de stérilisation par Oxyde d'éthylène (EO).
Tubulure 2 m long en TPE.
Coniques ET standard.
Ne contient pas de latex.
Large gamme de dimensions.
Codes couleur d'identification.
Système anti-pli.
Raccord CPC mâle standard.
Matière douce.
Facile à installer

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Is (fonction stérile)	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0123		Code barres : 3700446034290
Garantie (mois) :	12		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	21,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	55,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	21,5
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,550
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. GHP552893

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.