

BOÎTE LAPAROTOMIE

Réf. IBOI022



BOÎTE LAPAROTOMIE

Réf. IBOI022

La boîte est constituée de :

- boîte inox, 40 x 20 x 9 cm (Al42188)
- aiguille reverdin, moyenne, 20 cm, droite
- ciseaux mayo, droits, 18 cm
- ciseaux mayo, courbes, 18 cm
- Ciseaux Metzembbaum, courbes, 26 cm
- Manche bistouri n°4
- Ecarteur farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire
- Ecarteur Gosset, adulte, 3 valves
- Epingle à instruments, 12 cm
- Hystérolable dartigues, 25 cm
- pince kocher, droite, A/G, 14 cm
- pince allis, 19 cm
- pince à champs backhauss, 14 cm
- pince kelly, S/G, droite, 16 cm
- pince kelly, S/G, courbe, 16 cm
- pince péan murphy, 14 cm
- pince terrier, S/G, 13 cm
- pince dissection, A/G, 18 cm
- pince dissection, A/G, 25 cm
- pince dissection, S/G, 18 cm
- porte-aiguille Mayo-Hégar, 20 cm
- pince Bengoléa, droite, A/G, 24 cm
- pince bengoléa, courbe, S/G, 24 cm
- sonde cannelée, 18 cm
- Stylet porte-coton, 14 cm
- Valve Kelly, 23 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081304

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 20,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 40,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 9,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 5,334

Poids conditionnement (kg) : 5,334

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:11 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI022

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE LAPAROTOMIE



Réf. IBOI022

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IA06420	Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, droite	1
IC07418	Ciseaux Mayo, droits, 18 cm, Holtex	1
IC07518	Ciseaux Mayo, courbes, 18 cm, Holtex	1
IC08526	Ciseaux Metzembaum, courbes, 26 cm, Holtex	1
ID05404	Manche Bistouri n°4 -IS	1
IE02615	Ecarteur Farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire -IS	1
IE19910	Ecarteur Gosset, adulte, 3 valves	1
IE36112	Epingle à Instruments, 12 cm	2
IH10425	Hystérolabe Dartigues, 25 cm	1
AI42188	Boîte inox, 40 x 20 x 9 cm	1
IP02014	Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm -IS, Holtex	6
IP07619	Pince Allis, 19 cm, Holtex	2
IP10614	Pince à Champs Backhauss, 14 cm	3
IP16416	Pince Kelly, S/G, droite, 16 cm, Holtex	3
IP16516	Pince Kelly, S/G, courbe, 16 cm, Holtex	3
IP21414	Pince Péan Murphy, 14 cm -IS, Holtex	4
IP23213	Pince Terrier, S/G, 13 cm	3
IP26018	Pince Dissection, A/G, 18 cm, Holtex	1
IP26025	Pince Dissection, A/G, 25 cm, Holtex, Holtex	1
IP26218	Pince Dissection, S/G, 18 cm, Holtex	1
IP29420	Porte-aiguille Mayo-Hégar, 20 cm	1
IP42024	Pince Bengoléa, droite, A/G, 24 cm, Holtex	3
IP42324	Pince Bengoléa, courbe, S/G, 24 cm -IS, Holtex	3
IS02418	Sonde Cannelée, 18 cm	1
IS09414	Stylet Porte-coton, 14 cm -IS	1
IV05523	Valve Kelly, 23 cm	1