

BOÎTE CHIRURGIE PULMONAIRE

Réf. IBOI036



BOÎTE CHIRURGIE PULMONAIRE



Réf. IBOI036

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081403

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 5,989

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI036

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE CHIRURGIE PULMONAIRE



Réf. IBOI036

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB60410	Bistouri de Sims, 22cm, coudé à droite	1
IB60412	Bistouri de Sims, 22cm, coudé à gauche	1
IC08522	Ciseaux Metzenbaum, courbes, 22 cm, Holtex	1
IC08526	Ciseaux Metzenbaum, courbes, 26 cm, Holtex	1
IE16420	Ecarteur Finochietto, pour côtes, 20 cm - Enfant	1
IE29540	Ecarteur Tuffier, 50 x 40 mm	1
AI15080	Cupule à Bec, inox, dia. 80 mm, 165 ml -IS	1
AI50201	Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm	1
IP13423	Pince Dissecteur Semb, 23 cm	2
IP26025	Pince Dissection, A/G, 25 cm, Holtex, Holtex	2
IP26225	Pince Dissection, S/G, 25 cm, Holtex	2
IP29424	Porte-aiguille Mayo-Hégar, 24 cm	2
IP32120	Pince Bengoléa, courbe, A/G, 20 cm	4
IP39518	Porte-aiguille Finochietto, courbe, 18 cm	2
IP42124	Pince Bengoléa, courbe, A/G, 24 cm, Holtex	8
IP46715	Pince Duval, à crémaillère triangulaire, 15 mm x 22 cm	2
IP49020	Pince Mixer O'Shaugnessy, 90°, 20 cm	1
IP49024	Pince Mixer O'Shaugnessy, 90°, 24 cm	1
IP55522	Pince clamp de Price-Thomas, à bronches, 22 cm, griffes à droite	2
IP55622	Pince clamp de Price-Thomas, à bronches, 22 cm, griffes à gauche	2
IS09414	Stylet Porte-coton, 14 cm -IS	1