

BOÎTE PLASTIE MAIN

Réf. IBOI064



BOÎTE PLASTIE MAIN



Réf. IBOI064

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081526

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,860

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:13 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI064

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE PLASTIE MAIN



Réf. IBOI064

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IC07516	Ciseaux Mayo, courbes, 16 cm, Holtex	1
IC11411	Ciseaux Mousses, droits, 11,5 cm -IS, Holtex	1
IC12514	Ciseaux Pointus, courbes, 14 cm -IS, Holtex	1
IC39118	Crochet Gillies, 18 cm	2
ID05403	Manche Bistouri n°3 -IS	1
AI20105	Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm	1
IP08313	Pince Halstead, 13 cm, courbe, S/G -IS, Holtex	4
IP23213	Pince Terrier, S/G, 13 cm	1
IP26215	Pince Dissection, S/G, 15 cm	1
IP33012	Pince Adson A/G 12 cm -IS	1
IP33212	Pince Adson, S/G, 12 cm -IS	1
IP50413	Porte-aiguille Halsey, 13 cm, tungstène	1