

BOÎTE POUR CHIRURGIE VASCULAIRE

Réf. IBOI235



BOÎTE POUR CHIRURGIE VASCULAIRE



Réf. IBOI235

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040082189

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 8,200

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI235

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE POUR CHIRURGIE VASCULAIRE



Réf. IBOI235

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IC08518	Ciseaux Metzembaum, courbes, 18 cm -IS, Holtex	1
IC08523	Ciseaux Metzembaum, courbes, 23 cm, Holtex	1
IC08526	Ciseaux Metzembaum, courbes, 26 cm, Holtex	1
IC15445	Ciseaux Debakey, 18 cm, coudés à 45°	1
IC15460	Ciseaux Debakey, 18 cm, coudés à 60°	1
IC41102	Canule Frazier, 18 cm x 2 mm - coudée	1
IC41103	Canule Frazier, 18 cm x 3 mm - coudée	1
IC41104	Canule Frazier, 18 cm x 4 mm - coudée	1
ID28417	Décolle Dure-mère Frazier, 17 cm	1
IE05400	Ecarteur Love, largeur 7 mm, droit	1
IE05401	Ecarteur Love, largeur 7 mm, coudé 45°	1
IE05402	Ecarteur Love, largeur 7 mm, coudé 90°	1
IE13421	Ecarteur Beckmann, 4 x4 griffes, 21 cm	1
IE13430	Ecarteur Beckmann, 4 x 4 griffes, 30 cm	1
IE16430	Ecarteur Finochietto, pour côtes, 30 cm - Adulte	1
IE32119	Elevateur Freer, 19 cm	1
AI50201	Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm	1
IP02015	Pince Kocher, droite, A/G, 15 cm, Holtex	12
IP08110	Pince Micro Halstead, 10 cm, courbe, A/G, Holtex	6
IP08310	Pince Micro Halstead, 10 cm, courbe, S/G, Holtex	6
IP19420	Pince Vasculaire Leland-Jones, coudée 20°	1
IP19440	Pince Vasculaire Leland-Jones, coudée à 40°, 19 cm	1
IP19517	Pince De Bakey, clamp pour coarctation, courbe, 17 cm	1
IP19520	Pince De Bakey, clamp pour coarctation, 20 cm, coudée à 20°	1
IP19521	Pince De Bakey, clamp pour coarctation, Droite, 20,5cm	1
IP19522	Pince De Bakey, clamp pour coarctation, 22cm, coudée à 20°	1
IP19526	Pince De Bakey, clamp pour anévrisme aorte, courbe, 26,5cm	1
IP21414	Pince Péan Murphy, 14 cm -IS, Holtex	6
IP27015	Pince Dissection Debakey, mors Atraumatique, 1,5 mm x 15 cm -IS	1
IP27025	Pince Dissection Debakey, mors Atraumatique, 2,5 mm x 15 cm	1
IP27115	Pince Dissection Debakey, mors Atraumatique, 1,5 mm x 20 cm	1 ^{3/3}
IP27125	Pince Dissection Debakey, mors Atraumatique, 2,5 mm x 20 cm	1

HOLTEX

30 rue Jean de Guirmand
13290 Aix-en-Provence - France

www.gsh-med.fr

Contact :

+33(0)4 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr

Réf. IBOI235

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IP29424	Porte-aiguille Mayo-Hégar, 24 cm	1
IP42124	Pince Bengoléa, courbe, A/G, 24 cm, Holtex	12
IP42324	Pince Bengoléa, courbe, S/G, 24 cm -IS, Holtex	12
IP49024	Pince Mixter O'Shaugnessy, 90°, 24 cm	1
IP50218	Porte-aiguille, mors fins, tungstène, 18 cm	1
IP50223	Porte-aiguille, mors fins, tungstène, 23 cm	1
IP55108	Pince clamp Bulldog De Bakey, droite, 8 cm	2
IP55110	Pince clamp Bulldog De Bakey, droite, 10,5 cm	2
IP55112	Pince clamp Bulldog De Bakey, droite, 12 cm	1
IP55209	Pince clamp Bulldog De Bakey, courbe, 9,5 cm	1
IP55211	Pince clamp Bulldog De Bakey, courbe, 11 cm	1
IR03100	Rapprocheur Costal Bailey, 18 cm	1