

BOÎTE POUR LARYNX

Réf. IBOI366



BOÎTE POUR LARYNX



Réf. IBOI366

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040082547

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 3,000

Poids conditionnement (kg) : 3,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:22 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI366

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE POUR LARYNX



Réf. **IBOI366**

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IC07518	Ciseaux Mayo, courbes, 18 cm, Holtex	1
IC08518	Ciseaux Metzemaum, courbes, 18 cm -IS, Holtex	1
IC11414	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm -IS, Holtex	1
IC16602	Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 2 mm	1
IC16604	Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 4 mm	1
IC16606	Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 6 mm	1
IC28420	Cisaille Moure, crantée, pour thyroïdectomie, 20 cm	1
IC39118	Crochet Gillies, 18 cm	2
IC42302	Canule trachéale de Jackson, 3 pièces, n°2, dia. 6 mm	1
IC42304	Canule trachéale de Jackson, 3 pièces, n°4, dia. 8 mm	1
IC42306	Canule trachéale de Jackson, 3 pièces, n°6, dia. 10 mm	1
ID05403	Manche Bistouri n°3 -IS	1
IE24230	Ecarteur Laborde, 3 branches, pour ORL	1
IE30321	Ecarteur Volkmann, mousse, avec 3 dents, 21 cm	2
IE32119	Elevateur Freer, 19 cm	1
AI28146	Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm -IS	1
IP02016	Pince Kocher, droite, A/G, 16 cm -IS, Holtex	2
IP02216	Pince Rochester-Péan - Kocher, S/G, droite, 16 cm -IS	2
IP02316	Pince Rochester-Péan - Kocher, S/G, courbe, 16 cm, Holtex	2
IP07615	Pince Allis, 15 cm, Holtex	4
IP08313	Pince Halstead, 13 cm, courbe, S/G -IS, Holtex	12
IP10609	Pince à Champs Backhauss, 9 cm -IS	4
IP26416	Pince Dissection, S/G, fine, pointue, 16 cm	2
IP26516	Pince Dissection, A/G, fine, 16 cm	2
IP29418	Porte-aiguille Mayo-Hégar, 18 cm -IS	1
IP43424	Pince Foerster, striée, 24 cm, droite, Holtex	4
IP44130	Pince à Biopsie Jurasz, en haut	1
IP50115	Porte-aiguille Crile-Wood, 15 cm, tungstène	1
IS27415	Spatule à Goître Kocher, 15 cm	2