

BOÎTE POUR PONCTION DES SINUS

Réf. IBOI377



BOÎTE POUR PONCTION DES SINUS

Réf. IBOI377

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040082639

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,400

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI377

BOÎTE POUR PONCTION DES SINUS

Réf. IBOI377

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IC41103	Canule Frazier, 18 cm x 3 mm - coudée	1
A118084	Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm -IS	1
IP24516	Pince Nasale Tilley- Lubet Barbon, 16 cm, mors striés	1
IS23100	Spéculum Nasal Vacher, à fenêtre, adulte, 9 mm	1
IT11700	Trocart de Lermoyez pour sinus maxillaire Diam 1.5 mm	1