

BOÎTE EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

Réf. IBOI401



BOÎTE EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

Réf. IBOI401

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082646
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,770
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI401

BOÎTE EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

Réf. IBOI401

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IA04602	Aimant + Anse	1
IA11100	Aiguille Bowman, droite	1
IB10107	Blépharostat Pley, 7 cm	1
IC09410	Ciseaux Iridectomie, droits, 10 cm -IS, Holtex	1
IC11414	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm -IS, Holtex	1
IC60410	Crochet Graefe à Strabisme, mousse	1
AI20105	Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm	1
IP26408	Pince à Epiler Hunter, mors carrés, 8 cm -IS	1
IP26414	Pince Dissection, S/G, fine, pointue, 14 cm -IS, Holtex	2
IP53210	Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, droite, S/G	2
IP53510	Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, droite, A/G	1
IR10010	Releveur de Paupières Desmarres, 10 mm	1
IR10014	Releveur de paupières Desmarres, 14 mm	1
IR10018	Releveur de paupières Desmarres, 18 mm	1
IC92103	Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm	1