

BOÎTE À CATARACTE

Réf. IBOI403



BOÎTE À CATARACTE



Réf. IBOI403

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3661040082660

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

10,8

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

21,8

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

5,5

Poids unitaire (kg) : 1,000

Poids conditionnement (kg) :

1,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi :

(N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi :

(N/A)



30/03/2022 15:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI403

BOÎTE À CATARACTE

Réf. IBOI403

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB10007	Blépharostat Bowman, 7 cm	1
IC09510	Ciseaux Iridectomie, courbes, 10 cm -IS, Holtex	1
IC59408	Ciseaux à Cornée de Vannas, 10 cm, droits, mousses	1
IC59510	Ciseaux de Castroviejo, à cornée, courbes, mousses, 10 cm	1
IC60200	Couteau à Cataracte Graefe 12cm/20mm	1
IC60400	Crochet Graefe à Iris, fin	1
AI20105	Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm	1
IP08010	Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G, Holtex	1
IP52012	Pince à Fixer de Barraquer, 1 x 2 griffes obliques	1
IP52600	Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique	1
IP52910	Pince à Suture de Tübingen, à plateaux, 10 cm, droite, S/G	1
IP53008	Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, S/G	1
IP53018	Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, A/G	1
IP53410	Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, courbe, S/G	1
IP54005	Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite	2
IP54214	Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, droit	1
IS25010	Spatule à Iris Castroviejo	1
IS25020	Spatule à Iris De Wecker	1
IC92103	Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm	1
IC93020	Canule de Charleux, aspiratrice, courbe, 20 mm x 0,6 mm	1
ZT05671	Tapis en silicone, 20 x 30 cm	1