

BOÎTE DÉCOLLEMENT DE RÉTINE

Réf. IBOI407



BOÎTE DÉCOLLEMENT DE RÉTINE



Réf. IBOI407

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040082707

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,600

Poids conditionnement (kg) : 0,600

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI407

BOÎTE DÉCOLLEMENT DE RÉTINE

Réf. IBOI407

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB10107	Blépharostat Pley, 7 cm	1
IC02410	Ciseaux Stevens, 10 cm, pointus, droits, Holtex	1
IC09511	Ciseaux Iridectomie, courbes, 11,5 cm -IS, Holtex	1
IC60201	Couteau à Cataracte de Paufique	1
IC60410	Crochet Graefe à Strabisme, mousse	2
ID05403	Manche Bistouri n°3 -IS	1
IE41130	Ecarteur Bonn	1
IE41140	Ecarteur Arruga	1
AI18084	Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm -IS	1
IP08210	Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, S/G -IS, Holtex	2
IP52411	Pince à Fixer Graefe, 11 cm, à ressort et à enclenchement	2
IP52600	Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique	1
IP53018	Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, A/G	1
IP54005	Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite	2
IP54214	Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, droit	1
IM30600	Marqueur Meyer	1