

BOÎTE À VITRECTOMIE

Réf. IBOI408



BOÎTE À VITRECTOMIE

Réf. IBOI408

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082714
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 0,510
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI408

BOÎTE À VITRECTOMIE

Réf. IBOI408

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB10107	Blépharostat Pley, 7 cm	1
IC59510	Ciseaux de Castroviejo, à cornée, courbes, mousses, 10 cm	1
IC59600	Ciseaux à Cornée de Katzin, lames à droite, 9 cm	1
IC59601	Ciseaux à Cornée de Katzin, lames à gauche, 9 cm	1
IC60100	Compas Castroviejo	1
IC60200	Couteau à Cataracte Graefe 12cm/20mm	1
IC92104	Canule SFO, double courant	1
AI18084	Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm -IS	1
IM33001	Micro-Cliveleur de Strampelli	1
IP52600	Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique	1
IP52920	Pince à Suture de Paufigue	1
IP53110	Pince Capsulaire Schweigger, multigriffes, angulaire, 10 cm	1
IP53195	Pince Capsulaire Arruga, 9.5 cm	1
IP54005	Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite	2
IP54113	Porte-aiguille Barraquer, courbe, 13 cm, mors universels	1