

BOÎTE À ENUCLÉATION/EVISCÉRATION

Réf. IBOI410



BOÎTE À ENUCLÉATION/EVISCÉRATION



Réf. IBOI410

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040082738

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,720

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:24 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI410

BOÎTE À ENUCLÉATION/EVISCÉRATION

Réf. IBOI410

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB10107	Blépharostat Pley, 7 cm	1
IC02410	Ciseaux Stevens, 10 cm, pointus, droits, Holtex	1
IC59700	Ciseaux à Ténatomie de Wescott, droits, mousses, 12 cm	1
IC60410	Crochet Graefe à Strabisme, mousse	1
IC62100	Curette Bunge	1
ID05403	Manche Bistouri n°3 -IS	1
IE32119	Elevateur Freer, 19 cm	1
IE41120	Ecarteur à Enucléation Wells	1
AI20105	Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm	1
IP08310	Pince Micro Halstead, 10 cm, courbe, S/G, Holtex	2
IP52810	Pince à Suture Castroviejo, A/G, 10 cm	1
IP53018	Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, A/G	1
IP54007	Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 7 cm, droite	1
IP54015	Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, courbe	1
IP54017	Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 7 cm, courbe	1
IP54214	Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, droit	1