

BOÎTE À STRABISME

Réf. IBOI411



BOÎTE À STRABISME

Réf. IBOI411

CARACTERISTIQUES	
Dispositif médical :	Non
Marquage :	Code barres : 3661040082745
Garantie (mois) :	24
Stérile :	Non
Code douanier :	90189090

MESURES	Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :	0,958	Poids conditionnement (kg) :
		0,958

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :	
Température mini :	(N/A)
Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)
Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:24 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI411

BOÎTE À STRABISME

Réf. IBOI411

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB10107	Blépharostat Pley, 7 cm	1
IC02410	Ciseaux Stevens, 10 cm, pointus, droits, Holtex	1
IC02510	Ciseaux Stevens, 10 cm, pointus, courbes, Holtex	1
IC59700	Ciseaux à Ténotomie de Wescott, droits, mousses, 12 cm	1
IC60100	Compas Castroviejo	1
IC60410	Crochet Graefe à Strabisme, mousse	1
IC60430	Crochet à Strabisme, usuel, moyen, 12 mm	1
IC60440	Crochet à Strabisme, Usuel, petit, 10 mm	1
AD25126	Boite Inox, 25 x 12 x 6 cm	1
IP08010	Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G, Holtex	3
IP52920	Pince à Suture de Paufique	1
IP53210	Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, droite, S/G	1
IP54005	Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite	3
IP54113	Porte-aiguille Barraquer, courbe, 13 cm, mors universels	1
IR10010	Releveur de Paupières Desmarres, 10 mm	1
IP53195	Pince Capsulaire Arruga, 9.5 cm	1