

## BOÎTE CHIRURGIE DE BASE OCULAIRE

Réf. IBOI415



## BOÎTE CHIRURGIE DE BASE OCULAIRE



Réf. IBOI415

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040082783

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

#### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 1,224

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:24 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IBOI415

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BOÎTE CHIRURGIE DE BASE OCULAIRE



Réf. **IBOI415**

## COMPOSITION

| Code    | Libellé                                                      | Quantité |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------|
| IB10107 | Blépharostat Pley, 7 cm                                      | 1        |
| IC02510 | Ciseaux Stevens, 10 cm, pointus, courbes, Holtex             | 1        |
| IC13511 | Ciseaux Strabisme, 11,5 cm, courbes                          | 1        |
| IC59000 | Cliveleur Paufigue, 5 mm                                     | 1        |
| IC59411 | Ciseaux De Wecker, à iris, 11 cm                             | 1        |
| IC59510 | Ciseaux de Castroviejo, à cornée, courbes, mousses, 10 cm    | 1        |
| IC60200 | Couteau à Cataracte Graefe 12cm/20mm                         | 1        |
| IC60400 | Crochet Graefe à Iris, fin                                   | 1        |
| IC62201 | Curette à Chalazion De Wecker, ovale, 13 cm, petite          | 2        |
| ID05403 | Manche Bistouri n°3 -IS                                      | 1        |
| AD25126 | Boite Inox, 25 x 12 x 6 cm                                   | 1        |
| IE41120 | Ecarteur à Enucléation Wells                                 | 1        |
| IP08210 | Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, S/G -IS, Holtex         | 2        |
| IP52600 | Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique                         | 1        |
| IP52652 | Pince de Barraquer-Worst, 11 cm, à plateau                   | 1        |
| IP53008 | Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, S/G       | 1        |
| IP53210 | Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, droite, S/G    | 1        |
| IP54005 | Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite | 2        |
| IP54314 | Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, courbe            | 1        |
| IR10010 | Releveur de Paupières Desmarres, 10 mm                       | 2        |
| IS12601 | Couteaux-Sclérotome de Duverger, lame 20 mm                  | 1        |
| IS25020 | Spatule à Iris De Wecker                                     | 1        |
| IS25060 | Spatule d'Elschnig à Iris, 10 mm                             | 1        |
| IT20102 | Trépan d' Eliott, dia. 2 mm                                  | 1        |
| IC92103 | Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm              | 1        |
| IC92114 | Canule de Barraquer, courbe, à olive, à Cyclodialyse         | 1        |