

## CISEAUX BÉBÉ, UNIVERSELS, CRANTÉS, POUR FIL D'ACIER, 12 CM

Réf. IC02812



# CISEAUX BÉBÉ, UNIVERSELS, CRANTÉS, POUR FIL D'ACIER, 12 CM

Réf. IC02812

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040008806

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 11,9

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,045

Poids conditionnement (kg) : 0,045

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IC02812