

CISEAUX À FIL SPENCER, 16 CM

Réf. IC03616



CISEAUX À FIL SPENCER, 16 CM



Réf. IC03616

Pratique pour réaliser des petits soins. Bout arrondi pour ne pas blesser le patient.

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040083124
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	5,2	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	14,9	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,5	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,040	Poids conditionnement (kg) :	0,042
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:52 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC03616

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.