

## BOÎTE SUTURE DU PÉRINÉE ET LIGATURE DU CORDON OMBILICAL

Réf. IBOI128



# BOÎTE SUTURE DU PÉRINÉE ET LIGATURE DU CORDON OMBILICAL

Réf. IBO128

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 3661040127774

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



02/05/2022 12:37 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IBO128

# BOÎTE SUTURE DU PÉRINÉE ET LIGATURE DU CORDON OMBILICAL

Réf. IBOI128

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
AD25126	Boite Inox, 25 x 12 x 6 cm	1
AI15080	Cupule à Bec, inox, dia. 80 mm, 165 ml -IS	2
IC05414	Ciseaux Dauphin, droits, 14 cm -IS, Holtex	1
IC21414	Braun Episiotomy Scissors Straight 14.5 cm	1
IC11414	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm -IS, Holtex	1
IP26214	Pince Dissection, S/G, 14 cm -IS, Holtex	2
IP21414	Pince Péan Murphy, 14 cm -IS, Holtex	1
IP02016	Pince Kocher, droite, A/G, 16 cm -IS, Holtex	2
IC08617	Ciseaux Mayo, droits, 17 cm, tungstène	1