

**PLATINE POUR IMPRIMANTE DE GARROT 800
(A FIXER SUR PLATINE 317008)**



Réf. GHP317009

PLATINE POUR IMPRIMANTE DE GARROT 800 (A FIXER SUR PLATINE 317008)



Réf. **GHP317009**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446041304
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	19,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	23,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	18,5
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,372
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:40 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. GHP317009