

BRASSARD DE GARROT SIMPLE CONIQUE U/U 76X10CM JAUNE CARTON DE 10 PCS

Réf. GHP552901

Hpm™



CE
0123



BRASSARD DE GARROT SIMPLE CONIQUE U/U 76X10CM JAUNE CARTON DE 10 PCS



Réf. GHP552901

Les brassards/cuissards HPM vous donnent un meilleur accès à la zone d'opération grâce à un tuyau de 2 m de long en TPU. Les brassards sont faits d'un matériau de haute qualité, ce qui les rend doux et faciles à appliquer, sans risque d'allergie au latex. Large gamme de tailles avec code couleur pour une identification facile.

Procédé de stérilisation par Oxyde d'éthylène (EO).
Tubulure 2 m long en TPE.
Coniques et standard.
Ne contient pas de latex.
Large gamme de dimensions.
Codes couleur d'identification.
Système anti-pli.
Raccord CPC mâle standard.
Matière douce.
Facile à installer

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Is (fonction stérile)	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0123	Code barres :	7350054600347
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	27,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	64,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	20,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	3,174
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. GHP552901

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.