

## PELVIMÈTRE COLLYER, GRADUÉ EN CM ET EN POUCE

Réf. IP45901



# PELVIMÈTRE COLLYER, GRADUÉ EN CM ET EN POUCE

Réf. **IP45901**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040026046

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 15,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 33,7

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,253

Poids conditionnement (kg) : 0,253

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:13 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP45901