

PINCE COUPE-ONGLES INCARNÉS, 13 CM



Réf. IP05413



PINCE COUPE-ONGLES INCARNÉS, 13 CM



Réf. IP05413

Permet de retirer l'éperon de l'ongle incarné et offre une découpe ferme et précise

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	(Sans)	
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3661040021911
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	7,0	Largeur conditionnement (cm) :	5,8
Longueur unitaire (cm) :	13,5	Longueur conditionnement (cm) :	13,3
Hauteur unitaire (cm) :	1,0	Hauteur conditionnement (cm) :	1,2
Poids unitaire (kg) :	0,081	Poids conditionnement (kg) :	0,081
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP05413

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.