


## PORTE-AIGUILLE FINOCHIETTO, DROIT, 13 CM

Réf. IP39413



# PORTE-AIGUILLE FINOCHIETTO, DROIT, 13 CM

Réf. IP39413

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040025278

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 12,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,030

Poids conditionnement (kg) : 0,030

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 17:19 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP39413