

PINCE DE WILLIAMS À PRÉHENSION DES ORGANES ET TISSU 16 CM

Réf. IP46731



PINCE DE WILLIAMS À PRÉHENSION DES ORGANES ET TISSU 16 CM



Réf. **IP46731**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040086743

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 8,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 17,5

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) : 0,038

Poids conditionnement (kg) : 0,038

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP46731

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.