

## PINCE ADSON-MICRO, A/G, FINE, 12 CM

Réf. IP33512



# PINCE ADSON-MICRO, A/G, FINE, 12 CM



Réf. **IP33512**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040025025

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 12,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,024

Poids conditionnement (kg) : 0,024

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 17:18 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP33512

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.