

BOITE POUR CHIRURGIE DE LA HERNIE

Réf. IBOI029



BOITE POUR CHIRURGIE DE LA HERNIE



Réf. IBOI029

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040081373
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	3,355
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI029

BOITE POUR CHIRURGIE DE LA HERNIE

Réf. IBOI029

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
AI15080	Cupule à Bec, inox, dia. 80 mm, 165 ml -IS	1
AI35158	Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm	1
IA06520	Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, courbe	1
IA06620	Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, 1/2 courbe	1
IC07420	Ciseaux Mayo, droits, 20 cm, Holtex	1
IC07520	Ciseaux Mayo, courbes, 20 cm, Holtex	1
ID05404	Manche Bistouri n°4 -IS	1
IE02612	Ecarteur Farabeuf, 12 cm x 12 mm, la paire -IS	1
IE02615	Ecarteur Farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire -IS	1
IP06609	Pince à Champs Crabe, 9 cm -IS	4
IP07615	Pince Allis, 15 cm, Holtex	4
IP09613	Pince Ombredanne, 13 cm, Holtex	2
IP10614	Pince à Champs Backhaus, 14 cm	6
IP14523	Pince clamp Doyen, intestinal, courbe, 23 cm -IS, Holtex	2
IP16414	Pince Kelly, S/G, droite, 14 cm -IS, Holtex	6
IP19615	Pince Michel, pour poser les agrafes, 15 cm	1
IP19616	Pince Michel, double usage, 13 cm	1
IP21414	Pince Péan Murphy, 14 cm -IS, Holtex	4
IP22422	Pince Grégoire, en losange, 22 cm, Holtex	2
IP26018	Pince Dissection, A/G, 18 cm, Holtex	1
IP26216	Pince Dissection, S/G, 16 cm -IS, Holtex	1
IP29418	Porte-aiguille Mayo-Hégar, 18 cm -IS	1
IP34414	Pince Crile, droite, 14 cm	4
IS09418	Styler Porte-coton, 18 cm	1