

BOÎTE ACCOUCHEMENT SIMPLE

Réf. IBOI100



BOÎTE ACCOUCHEMENT SIMPLE

Réf. IBOI100

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040081588
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 0,811
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI100

BOÎTE ACCOUCHEMENT SIMPLE



Réf. IBOI100

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IA06520	Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, courbe	1
IC11518	Ciseaux Mousset, courbes, 18 cm, Holtex	1
IC30108	Clamp Ombilical de Bar, 8 cm	1
II05200	Insufflateur Ribemont, sans poire, 10 cm	1
AI20103	Boîte inox, 20 x 10 x 3 cm -IS	1
IP02018	Pince Kocher, droite, A/G, 18 cm -IS, Holtex	2
IP21418	Pince Péan Murphy, 18 cm, Holtex	2
IP44401	Perce-membrane, 19 cm	1
IS03402	Sonde Vésicale, métal, femme, 15 cm	1